


Хирургические симуляторы СИМХИРУРГ

Хирургические Тренажеры и Симуляторы СИМХИРУРГ - Высококачественные хирургические модели и тренажеры серии СИМХИРУРГ. Тренажеры широко используются по всему миру, включая страны Европы, США и Россию, и являются обязательной компонентой симуляционного обучения. Дизайн и функциональность тщательно выверены. Все изделия одобрены к применению профессиональным сообществом и проходят обязательный внутренний контроль качества, что подтверждается соответствующим штампом.

СИМ-ТОРС - Реалистичный, недорогой тренажер высокого качества, предназначенный для обучения процедурам и отработки навыков оказания расширенной хирургической помощи в команде. Первоначально разработан в 2006 году в Швейцарии и значительно улучшенный с тех пор. Торс многократного использования, все расходные части легко заменяются и не требуют специальных навыков.

Особенности: Криотироидотомия. Великолепный анатомический дизайн и



функциональность ♦ Торакоцентез. Пальпируемые ребра и ключица для корректного выбора точки ввода ♦ Введение плевральных дренажных трубок. Очень реалистичные легкие, корректное отслоение ребер и удобная смена расходных частей ♦ Перикардиоцентез. Извлечение жидкости возможно только в случае корректного позиционирования иглы ♦ Перитонеальный лаваж. Очень реалистичная многослойная абдоминальная стенка для диссекции ♦ Надлобковая декомпрессия мочевого пузыря. Симфиз хорошо пальпируется для локализации точки ввода иглы ♦ Готовность к работе в течение 10 минут ♦ Быстрая смена частей. Групповые наборы.

СИМ-ЛАПБОКС

- Лапароскопический Тренажер предназначен для практикования в открытой и лапароскопической хирургии. Изготовлен из полиуретановых блоков, формирующих реалистичную внутреннюю поверхность.

Особенности: Позволяет размещение органов на различных уровнях ♦ Герметичность позволяет использовать влажные образцы ♦ Магнитная пластина для базовых упражнений и проводник для нейтральных электродов ♦ Различные варианты внешнего дизайна по запросу заказчика ♦ Входные отверстия для троакаров различных диаметров ♦ Алюминиевый корпус имеет доступы к анальному отверстию и аорте ♦ Простой, легко чистится, пригоден для помещения влажных препаратов.



СИМ-ТАЗ - Хирургический тазовый тренажер многократного использования. Специально создан для обучения лечению тазовых травм и повреждений. Симулятор состоит из травмированного таза с поврежденными сосудами. Отрабатывается техника репозиции травмированного таза со смещениями с контролем кровотечения. Особенности: Простая замена всех компонентов ♦ Легкое соединение сосудов ♦ Поток воздуха подается 2 шарами ♦ Внешнее окно обеспечивает лобковую визуализацию ♦ Сменный таз с комплектом сосудов.

