



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЛР-ТРЕНАЖЕРЫ

(страна происхождения США)

Профессиональные реанимационные слр-тренажеры обладают наиболее реалистичными как визуальными, так и тактильными характеристиками, в отличие от представленных на рынке аналогов. Легкие и простые в сборке, они снабжены революционным механизмом контроля правильности выполнения слр-процедур, обеспечивая мгновенную обратную связь с инструктором и практикантом по такому параметру, как скорость (частота) компрессии грудной клетки. Контрольное устройство также позволяет контролировать достижение корректной глубины компрессии грудной клетки и правильность положения рук при выполнении процедуры.

Такой механизм обратной связи дает практиканту возможность реалистично прочувствовать всю процедуру и выработать надолго «тактильную» («мышечную») память частоты и прилагаемого усилия компрессии грудной клетки, необходимых для безопасного и эффективного проведения сердечно-легочной реанимации.

Тренажеры полностью соответствуют всем отечественным и зарубежным рекомендациям и руководствам по оказанию Первой помощи.

№	Наименование	Фото / изображение
1	<p><b>Профессиональный слр-тренажер базовый</b></p> <p>Учебный торс взрослого человека для демонстрации и отработки навыков процедур сердечно-легочной реанимации, <b>с встроенным в плечо устройством контроля</b> слр-процедур. Эффективно поддерживается скорость (частота) компрессий грудной клетки в диапазоне 100-120 нажатий в минуту, а также контролируются достижение корректной глубины компрессии и правильность положения рук</p> <p>Поставляется в комплекте с 10 п/э системами «лиц.маска/легкие», сумкой-матом (<i>может использоваться, как подстилка под колени</i>) и инструкцией.</p>	
2	<p><b>Профессиональный облегченный слр-тренажер</b></p> <p>Облегченная версия торса взрослого <b>с электронным светодиодным устройством контроля</b> правильности выполнения слр-процедур.</p> <p>При частоте компрессий в диапазоне 100-120 нажатий в минуту светодиод непрерывно горит зеленым светом. При частотах меньше 100 и больше 120 нажатий в минуту светодиод загорается другим светом. Поставляется в комплекте с 10 п/э системами «лиц.маска/легкие», сумкой-матом (<i>может использоваться, как подстилка под колени</i>) и инструкцией. Вес: около 1 кг</p>	
3	<p><b>Профессиональный облегченный слр-тренажер, без электронного контроля</b></p> <p>Облегченная версия торса взрослого <b>без устройства</b> электронного контроля.</p> <p>Удобный, облегченный недорогой вариант для профессиональной подготовки.</p> <p>Поставляется в комплекте с 10 п/э системами «лиц.маска/легкие», сумкой и инструкцией.</p> <p>Вес: около 1 кг</p>	